

Mammo Biopsie Phantom

Hersteller:

FLUKE.
— Biomedical



Produkt-Überblick:

Mit der zunehmenden Zahl von stereotaktischen Brustbiopsien ist es wichtig, dass Radiologen ihre Geschicklichkeit bei Nadel Biopsien verbessern. Dieses gewebegleiche Phantom ist ein MUSS für jede Mammographie Einrichtung.

Produkt-Merkmale:

- Das ideale Anschauungsmaterial für den Unterricht; Trainingsphantom für praktische mammographische Nadel-Biopsien
- Enthält Zysten, Massen mit größerer Dichte und Kalkablagerungen
- Patentiertes Gel simuliert physikalische Dichteänderungen mit BR-12
- Gel trocknet nicht nach der ersten Nadel-Punktierung aus, dadurch wird die Lebensdauer verlängert
- Die Festigkeit ist ähnlich dem von menschlichem Gewebe, dieses kombiniert mit einer elastischen, hautähnlichen Membran, ermöglicht die Betastung von eingelagerten Strukturen und simuliert genau den Nadel-Widerstand
- Lebensechte Form erlaubt die exakte Simulation von Brust-Kompressionen

Weitere Informationen:

METLOG
Deutschland GmbH

Nordring 67, 63843 Niedernberg
Telefon (06028) 999622-0 Fax:999622-11
E-Mail: info@metlog-biomed.eu
Internet: www.metlog-biomed.eu

Mammo Biopsie Phantom - Technische Daten

Zysten Masse

Farbe: Grün

Abmessungen:
5 – 12 mm

Menge: 6

Position: Zufällig

Abmessungen:
L*H:10 cm * 5 cm

Gewicht: 0,91 kg

Volumen:
1500 Kubikzentimeter

Dichte Masse

Farbe: Schwarz

Abmessungen: 5 – 12 mm

Menge: 6

Position: Zufällig

Mikroverkalkungen

Farbe: Orange

Abmessungen: 0,3 – 0,35 mm

Menge: Zwei Gruppen

Position: Mittig zur linken und
rechten Seite

Hinweis:
Technische Änderungen
vorbehalten

BESTELL- INFORMATIONEN

ARTIKELNUMMERN:
11.801: Mammo Biopsie
Phantom

Weiteres Zubehör auf
Anfrage.

Hersteller:



www.flukebiomedical.com

Vorfürungen und weitere Informationen:

METLOG
Deutschland GmbH

Nordring 67, 63843 Niedernberg
Telefon (06028) 999622-0 Fax:999622-11
E-Mail: info@metlog-biomed.eu
Internet: www.metlog-biomed.eu